

Светильник медицинский Tecno-Gaz Luce D60

РЗН 2013/59

смотровой, потолочный, галогенный, куполов 1 шт.,
освещенность 130 кЛк, фокусируемое поле 600-2000
мм, 4200K, аварийное питание, фокусировка

TECNO-GAZ S.p.A., Италия



Характеристики

Тип	смотровой
Способ крепления	потолочный
Источник света	галогенный
Количество куполов	1 шт.
Уровень освещенности	130 кЛк
Фокусируемое поле	600-2000 мм
Цветовая температура	4200K
Индекс цветопередачи (Ra)	94
Диаметр светового поля	150-220 мм
Рабочее расстояние	-1400 мм
Срок службы источника света	1000 ч
Размер купола	600 мм

Функции

Аварийное питание	Да
Фокусировка	Да