

Светильник хирургический Паналед-80

РЗН 2016/4555

операционный, передвижной, светодиодный, куполов
1 шт., светодиодов 30 шт., освещенность 80 кЛк,
фокусируемое поле -200 мм

Аксима ООО, Россия



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	передвижной
Источник света	светодиодный
Количество куполов	1 шт.
Количество светодиодов	30 шт.
Уровень освещенности	80 кЛк
Регулировка освещенности	5-100 %
Фокусируемое поле	-200 мм
Глубина освещения	1800 мм
Срок службы источника света	50000 ч