

Светильник операционный ALFA 712

ФСЗ 2010/08173

операционный, потолочный, галогенный, куполов 1 шт., освещенность 120 кЛк, 4500K

Taizhou Boji Medical Devices Co, Китай



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный
Источник света	галогенный
Количество куполов	1 шт.
Уровень освещенности	120 кЛк
Цветовая температура	4500K
Диаметр светового поля	100-250 мм
Срок службы источника света	2000 ч
Размер купола	960×400×340 мм

Дополнительные характеристики

Потолочный операционный однокупольный светильник ALFA 712 с 12 легкоподвижными рефлекторами. Применяется практически во всех областях медицины. Светильник обладает высокоинтенсивным освещением, что гарантирует отличное видение рабочего места.

Особенности:

- обладает отличным уровнем освещения и естественностью цветопередачи;
- бестеневой эффект обеспечен светофильтрами и рассеивателями светового потока;
- оснащён высокоинтенсивными галогенными лампами;
- имеет съёмные рукоятки, что обеспечивает их лёгкую стерилизацию;
- отличается минимальным нагревом рабочего поля благодаря интерференционным отражателям;
- осветительные блоки обладают высокой подвижностью.