

Светильник операционный ALFA 720 (модель 5000)

ФСЗ 2010/08173

операционный, потолочный, галогенный, куполов 1 шт., освещенность 105 / 140 кЛк, фокусируемое поле - 110 мм, 4500К, аварийное питание

Taizhou Boji Medical Devices Co, Китай



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный
Источник света	галогенный
Количество куполов	1 шт.
Уровень освещенности	105 / 140 кЛк
Фокусируемое поле	-110 мм
Цветовая температура	4500K
Индекс цветопередачи (Ra)	93
Диаметр светового поля	120-280 мм
Размер купола	520 мм
Размер	790×790×320 мм

Функции

Аварийное питание	Да
Видеокамера	Да