

Светильник операционный ALFA 720 (модель 5000L)

ФСЗ 2010/08173

операционный, передвижной, светодиодный, куполов
1 шт., освещенность 105 / 140 кЛк, фокусируемое поле
-110 мм, 4500К, аварийное питание, фокусировка

Taizhou Boji Medical Devices Co, Китай



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	передвижной
Источник света	светодиодный
Количество куполов	1 шт.
Уровень освещенности	105 / 140 кЛк
Фокусируемое поле	-110 мм
Цветовая температура	4500K
Индекс цветопередачи (Ra)	93
Диаметр светового поля	120-280 мм
Размер купола	520 мм
Размер	790×790×320 мм

Функции

Аварийное питание	Да
Видеокамера	Да
Фокусировка	Да