

Светильник операционный ALFA 734

ФСЗ 2010/08173

операционный, передвижной, галогенный, куполов 1 шт., светодиодов 4 шт., освещенность 50 кЛк, фокусируемое поле -110 мм, 4300К, аварийное питание

Taizhou Boji Medical Devices Co, Китай



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	передвижной
Источник света	галогенный
Количество куполов	1 шт.
Количество светодиодов	4 шт.
Уровень освещенности	50 кЛк
Фокусируемое поле	-110 мм
Цветовая температура	4300К
Индекс цветопередачи (Ra)	90
Диаметр светового поля	100-200 мм
Размер	1140×670×360 мм

Функции

Аварийное питание	Да
-------------------	----

Дополнительные характеристики

Однокупольный галогенный операционный светильник ALFA 734 передвижного типа, имеющий 4 рефлектора и применяемый при хирургических вмешательствах и при проведении общих осмотров. Обладает бестеневым эффектом, отличной освещённостью и минимальным нагревом рабочего поля. Массивное основание со встроенными колесами обеспечивает легкое передвижение, устойчивость к опрокидыванию и допускает установку источника бесперебойного питания.

Особенности:

- стерилизуемая рукоятка;
- регулировка светового пятна.