

Светильник операционный ALFA 735

ФСЗ 2010/08173

операционный, потолочный, галогенный, куполов 1 шт., освещенность 50 кЛк, 4300К, аварийное питание

Taizhou Boji Medical Devices Co, Китай



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный
Источник света	галогенный
Количество куполов	1 шт.
Уровень освещенности	50 кЛк
Цветовая температура	4300К
Индекс цветопередачи (Ra)	90
Размер	800×770×350 мм

Функции

Аварийное питание	Да
Регулировка цветовой температуры	Да

Дополнительные характеристики

Операционный галогенный потолочный рефлекторный светильник ALFA 735 с одним куполом. Сама лампа представляет собой центральный круглый модуль, окруженный лампами. Размер светового поля может меняться автоматически без механических перемещений в излучателе. Купол снабжен 5 лампами.

Особенности:

- высокий показатель коэффициента цветопередачи;
- возможности регулировки интенсивности света;
- возможность изменения цветовой температуры;
- предусмотрена возможность использования светильника в абдоминальной хирургии, кардиологии и урологии;
- наличие бестеневого эффекта.