

Светильник операционный ALFA 739

ФСЗ 2010/08173

операционный, потолочный, галогенный, куполов 1 шт., освещенность 90 кЛк, 4300K, аварийное питание

Taizhou Boji Medical Devices Co, Китай



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный
Источник света	галогенный
Количество куполов	1 шт.
Уровень освещенности	90 кЛк
Цветовая температура	4300K
Индекс цветопередачи (Ra)	90
Размер	1140×1140×385 мм

Функции

Аварийное питание	Да
-------------------	----

Дополнительные характеристики

Операционный галогенный потолочный рефректорный светильник ALFA 739 с одним куполом. Сама лампа представляет собой центральный круглый модуль, окруженный лампами. Размер светового поля может меняться автоматически без механических перемещений в излучателе.

Особенности:

- высокий показатель коэффициента цветопередачи;
- возможности регулировки интенсивности света;
- возможность изменения цветовой температуры;
- предусмотрена возможность использования светильника в абдоминальной хирургии, кардиологии и урологии;
- наличие бестеневого эффекта.