

Светильник операционный ALFA 751 LED Гибкий

ФСЗ 2010/08173

смотровой, передвижной, светодиодный, куполов 1 шт., светодиодов 3 шт., освещенность 50 кЛк, 6000K

Taizhou Boji Medical Devices Co, Китай



Характеристики

Тип	смотровой
Способ крепления	передвижной
Источник света	светодиодный
Количество куполов	1 шт.
Количество светодиодов	3 шт.
Уровень освещенности	50 кЛк
Цветовая температура	6000K
Диаметр светового поля	100-150 мм
Срок службы источника света	50000 ч
Размер купола	75 мм
Размер	840×220×150 мм