

Светильник операционный ALFA 751 напольный

ФСЗ 2010/08173

операционный, передвижной, галогенный, куполов 1 шт., освещенность 30 кЛк, 3500K

Taizhou Boji Medical Devices Co, Китай



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	передвижной
Источник света	галогенный
Количество куполов	1 шт.
Уровень освещенности	30 кЛк
Цветовая температура	3500K
Индекс цветопередачи (Ra)	90
Размер	1260×300×280 мм

Дополнительные характеристики

Операционный галогенный напольный рефлекторный светильник ALFA 751 с одним куполом. Сама лампа представляет собой центральный круглый модуль с одним источником света. Данный светильник дает возможность отличного видения операционного поля. Размер светового поля может меняться автоматически без механических перемещений в излучателе.

Особенности:

- высокий показатель коэффициента цветопередачи;
- возможности регулировки интенсивности света;
- возможность изменения цветовой температуры;
- предусмотрена возможность использования светильника в абдоминальной хирургии, кардиологии и урологии;
- наличие бестеневого эффекта;
- наличие телескопической стойки.