

Светильник операционный ALFA 763

ФСЗ 2010/08173

операционный, потолочный, галогенный, куполов 2 шт., освещенность 120 кЛк, 4300K, аварийное питание

Taizhou Boji Medical Devices Co, Китай



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный
Источник света	галогенный
Количество куполов	2 шт.
Уровень освещенности	120 кЛк
Цветовая температура	4300K
Индекс цветопередачи (Ra)	90
Размер	1140×1140×390 мм

Функции

Аварийное питание	Да
-------------------	----

Дополнительные характеристики

Операционный галогенный потолочный рефлекторный светильник ALFA 763 с двумя куполами и 9 рефлекторами. Сама лампа представляет собой центральный круглый модуль, с одним источником света. Размер светового поля может меняться автоматически без механических перемещений в излучателе.

Особенности:

- высокий показатель коэффициента цветопередачи;
- возможности регулировки интенсивности света;
- возможность изменения цветовой температуры;
- предусмотрена возможность использования светильника в абдоминальной хирургии, кардиологии и урологии;
- наличие бестеневого эффекта.