

Светильник операционный Армед L734

РЗН 2016/4338

операционный, передвижной, галогенный, куполов 1 шт., освещенность 84 кЛк, 3800K

Shanghai Medical Instrument Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	передвижной
Источник света	галогенный
Количество куполов	1 шт.
Уровень освещенности	84 кЛк
Цветовая температура	3800K
Диаметр светового поля	-150 мм
Рабочее расстояние	800-1500 мм
Размер купола	500 мм
Размер	1130×630×330 мм

Дополнительные характеристики

Четырехрефлекторный бестеневой светильник L734 передвижного типа. Яркое освещение достигается благодаря галогеновым источникам освещения. Выделяется возможностью регулировки диаметра светового поля и ярким освещением без искажения цветов. Специальный ИК-фильтр устраняет угрозу нагрева головы и рабочей зоны, что делает использование светильника комфортным и безопасным. Даже если одна из ламп выходит из строя, остальные источники света продолжают функционировать, что обеспечивает длительную бесперебойную работу светильника.