

Светильник операционный Армед L7412

РЗН 2016/4338

операционный, передвижной, галогенный, куполов 1 шт., освещенность 84 кЛк, 3800К, аварийное питание

Shanghai Medical Instrument Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	передвижной
Источник света	галогенный
Количество куполов	1 шт.
Уровень освещенности	84 кЛк
Цветовая температура	3800К
Диаметр светового поля	-150 мм
Рабочее расстояние	800-1500 мм
Размер купола	500 мм
Размер	1350×660×570 мм

Функции

Аварийное питание	Да
-------------------	----

Дополнительные характеристики

Функциональный передвижной светильник Armed L7412 с яркими галогеновыми источниками освещения. Встроенный аккумулятор в основании светильника обеспечивает бесперебойное автономное питание даже без подключения к сети. Для предотвращения нагрева рабочей области в конструкции имеются специальные инфракрасные фильтры. Подходящий диаметр освещаемого поля можно настроить посредством изменения взаимного положения рефлекторов ламп.