

Светильник операционный Армед SD-II

РЗН 2016/4338

операционный, передвижной, галогенный, куполов 1 шт., освещенность 160 кЛк, 4500К, увеличение глубины освещения

Shanghai Medical Instrument Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	передвижной
Источник света	галогенный
Количество куполов	1 шт.
Уровень освещенности	160 кЛк
Регулировка освещенности	50-100 %
Цветовая температура	4500К
Диаметр светового поля	150-280 мм
Глубина освещения	1000 мм
Рабочее расстояние	800-1500 мм
Срок службы источника света	1000 ч
Размер купола	720 мм

Функции

Режим увеличения глубины освещения	Да
------------------------------------	----

Дополнительные характеристики

Диагностический светильник Armed SD-II предназначен для оснащения операционных, хирургических и лабораторных кабинетов. Источником света выступают галогенные лампы с зеркальными отражателями, обеспечивающими бестеневой эффект.

Светильник защищен от перепадов напряжения. Запасная лампа позволяет не терять освещение в случае перегорания основной. Система шарнирных соединений позволяет плавно поворачивать и фиксировать лампу в заданном положении.

Управление режимами освещения происходит на специальном блоке с понятийным интерфейсом. В основании светильника находятся колесики, облегчающие передвижение прибора.