

Светильник операционный Армед SD 200

РЗН 2016/4338

операционный, передвижной, галогенный, куполов 1 шт., освещенность 80 кЛк, 3800K

Shanghai Medical Instrument Co. Ltd., Китай



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	передвижной
Источник света	галогенный
Количество куполов	1 шт.
Уровень освещенности	80 кЛк
Цветовая температура	3800K
Диаметр светового поля	-150 мм
Рабочее расстояние	800-1500 мм
Размер купола	180 мм

Функции

Регулировка цветовой температуры	Да
----------------------------------	----