

Светильник операционный LEDVISION 202 / 203 / 302 / 303

РЗН 2016/4243

операционный, потолочный, светодиодный, куполов 2 шт., освещенность 140 / 160 кЛк, 5000K

Karl Storz SE & Co. KG, Германия



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный
Источник света	светодиодный
Количество куполов	2 шт.
Уровень освещенности	140 / 160 кЛк
Регулировка освещенности	31-100 %
Цветовая температура	5000K
Индекс цветопередачи (Ra)	98
Диаметр светового поля	270-850 мм

Функции

Видеокамера	Да
-------------	----

Дополнительные характеристики

LEDVISION - хирургический светильник, используемый в качестве отдельного источника света в процедурных кабинетах, в ходе эндоскопических процедур, во время открытых операций. Отвечает всем современным требованиям к уровню освещения операционного поля.

Особенности:

- естественная цветопередача, позволяющая с точностью оценивать мелкие нервные и сосудистые структуры;
- холодный свет, безопасный для пациента и оптимальный для работы хирурга;
- светодиодные источники света, обеспечивающие бестеневое освещение;
- HD-камера, интегрированная с центральной системой;
- продуманная потолочная конструкция;
- легкий вес, обеспечивающий мобильность;
- аккумулятор на 2 часа работы в автономном режиме (опция).