

Светильник медицинский Merilux Trio X5

ФСЗ 2009/03911

операционный, потолочный, галогенный, куполов 1 шт., освещенность 160 кЛк, 4300К, аварийное питание

Merivaara Corp., Финляндия



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	потолочный
Источник света	галогенный
Количество куполов	1 шт.
Уровень освещенности	160 кЛк
Цветовая температура	4300К
Диаметр светового поля	-280 мм
Срок службы источника света	1000 ч

Функции

Аварийное питание	Да
-------------------	----

Дополнительные характеристики

- Особенности светильника Merilux Trio X5:**
- высокий показатель коэффициента цветопередачи;
 - возможности регулировки интенсивности света;
 - возможность изменения цветовой температуры;
 - легкоочищаемые поверхности;
 - предусмотрена возможность использования светильника в абдоминальной хирургии, кардиологии и урологии;
 - наличие съемной стерилизуемой рукоятки.