

Светильники хирургический Паналед-М-140

РЗН 2016/4555

операционный, передвижной, светодиодный, куполов
1 шт., светодиодов 80 шт., освещенность 140 кЛк,
фокусируемое поле -250 мм, режим «ЭНДО», пульт

Аксима ООО, Россия



Характеристики

Тип	операционный
Способ крепления	передвижной
Источник света	светодиодный
Количество куполов	1 шт.
Количество светодиодов	80 шт.
Уровень освещенности	140 кЛк
Регулировка освещенности	30-100 %
Фокусируемое поле	-250 мм
Глубина освещения	1000 мм
Срок службы источника света	50000 ч
Размер купола	600 мм

Функции

Режим «ЭНДО»	Да
Пульт	Да