

Светильник операционный Mach LED 5MC

ФСЗ 2010/06141

операционный, потолочный / передвижной,  
светодиодный, куполов 1 шт., светодиодов 160 шт.,  
освещенность 160 кЛк, фокусируемое поле 200-320  
мм, 4750K, фокусировка

Dr. Mach GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Тип                         | операционный             |
| Способ крепления            | потолочный / передвижной |
| Источник света              | светодиодный             |
| Количество куполов          | 1 шт.                    |
| Количество светодиодов      | 160 шт.                  |
| Уровень освещенности        | 160 кЛк                  |
| Регулировка освещенности    | 5-100 %                  |
| Фокусируемое поле           | 200-320 мм               |
| Цветовая температура        | 4750K                    |
| Индекс цветопередачи (Ra)   | 96                       |
| Срок службы источника света | 40000 ч                  |

Функции

|             |    |
|-------------|----|
| Фокусировка | Да |
|-------------|----|