

Соединитель дыхательного контура Т-коннектор эластичный
Ассомедика

ФСЗ 2010/06637

тип Т-образный, размеры указаны в дополнительных характеристиках, с портом, многоразовое применение, с колпачком, стерильно

Ассомедика ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	Т-образный
Размеры	указаны в дополнительных характеристиках
Порт	с портом
Применение	многоразовое
Колпачок	Да
Стерильность	стерильно

Дополнительные характеристики

Т-коннектор поставляется с температурным портом с защитным колпачком или без него.

Описание:

Размеры выхода: 22M-22M-22M, 22M-22M/15F-22F, 22F-22M-22M, 22M/15F-22M/15F-22M/15F, 22M/15F-22M/15F-22F, 22M/15F-22F-22M/15F, 22F-22F-22M/15F, 22F-22M-22M/15F, 22M-22M/15F-22M, 10M/7F-10M/7F-7M, 10M/7F-10M/7F-10M/7F.

Упаковано в индивидуальную упаковку.

Срок годности (стерильности) – 5 лет с даты производства.