

Тренажер Медиус Т04 для медицинской сестры

манекен, многофункциональное назначение, размер
1750×550×250 мм, вес 7 кг

МЕДИУС ОАО, Россия



Характеристики

Тип	манекен
Назначение	многофункциональное назначение
Режим работы	учебный
Состав	- модель фигуры человека – 1 шт.; - муляжи рук – 2 шт.; - муляжи ног – 2 шт.; - костюм – 1 шт.; - кеды -1 шт.; - винты 6×90 – 1 комплект (4 шт.); - отвертка для крепления конечностей – 1 шт.; - катетер №20 - 2 шт.; - вазелин - 1 шт.; - дополнительные мягкие вставки: а) для внутривенных инъекций – 1 шт. б) для внутримышечных инъекций – 2 шт. - руководство по использованию, паспорт – 1 шт.; - коробка упаковочная (920×540×300) – 1 шт.
Размер	1750×550×250 мм
Вес	7 кг

Дополнительные характеристики

Тренажер для медицинской сестры предназначен как учебное пособие для отработки первичных практических навыков учащимися медицинских училищ при изучении сестринского дела.

На тренажере отрабатываются следующие навыки:

- взятие крови из вены и введение внутривенных растворов.
- внутримышечных, внутривенных и подкожных инъекций.
- отработки приемов наложения повязок.
- закапывания лекарственных препаратов в глаза, нос и ухо.
- взятие мазков из носа и зева.
- введение носового воздуховода.
- подготовки дыхательных путей и введение трубки воздуховода для искусственной вентиляции легких.
- зондирования и промывания желудка.
- ухода за трахеостомой, гастростомой, колостомой, цистостомой.
- введения катетера в мочевой пузырь (мужской).
- проведения клизмных процедур.

Для изучения мероприятий по оказанию первой медицинской помощи и идентификации ран, поражений и их первичной обработке тренажер может быть укомплектован «Набором имитаторов ранений и поражений» - номер по каталогу М10. Тренажер выполнен из пластмассы с мягкими вставками для инъекций.