

Тренажер Медиус T05 для внутривенных инъекций

рука, для инъекций, размер 160×700×200 мм

МЕДИУС ОАО, Россия



Характеристики

Тип	рука
Назначение	для инъекций
Режим работы	учебный
Состав	- тренажер в собранном виде – 1 шт.; - руководство по использованию, паспорт – 1 шт.; - упаковочная коробка – 1 шт.
Размер	160×700×200 мм

Дополнительные характеристики

Данный тренажер предназначен для обучения технике инфузионно-трансфузионной терапии (в том числе в экстремальных ситуациях), внутривенных инъекций и взятия крови.

Тренажёр может быть использован для обучения студентов высших и средних специальных медицинских образовательных заведений.

Тренажер представляет собой модель руки человека (плеча, предплечье и кисть) укрепленную на подставке. Область локтевого сгиба – выполнена из эластичного материала, имитирующего мышечную ткань с выступающими венами.

После многократного применения эластичную вставку следует заменить.

Контроль над действиями осуществляется визуально.