

Многофункциональный тренажер головы Медиус T09

голова, для интубации / многофункциональное назначение, размер 270×250×370 мм, вес 0.7 кг

МЕДИУС ОАО, Россия



Характеристики

Тип	голова
Назначение	для интубации / многофункциональное назначение
Режим работы	учебный
Состав	- тренажер в собранном виде – 1 шт.; - руководство по использованию, паспорт – 1 шт.; - коробка упаковочная – 1 шт.
Размер	270×250×370 мм
Вес	0.7 кг

Дополнительные характеристики

Многофункциональный тренажер головы предназначен для применения в качестве учебного пособия для отработки учащимися медицинских училищ первичных практических навыков:

1. Закапывание лекарственных препаратов в глаза, нос и ухо.
2. Взятие мазков из носа и зева.
3. Отработка приемов наложения повязок при травмах и ранениях головы.
4. Подготовка дыхательных путей и введение трубки воздуховода для искусственной вентиляции легких.
5. Введение носового воздуховода.
6. Стоматический уход.
7. Уход за трахеостомой.

Тренажёр представляет собой пластмассовую модель головы, закрепленную на подставке.

Контроль за манипуляциями осуществляется визуально.