

Тренажер Т10 Максим I-01 сердечно-легочной и мозговой реанимации

манекен, для сердечно-лёгочной реанимации / для
мозговой реанимации, размер 1700×550×250 мм, вес
8.95 кг

МЕДИУС ОАО, Россия



Характеристики

Тип	манекен
Назначение	для сердечно-лёгочной реанимации / для мозговой реанимации
Размер	1700×550×250 мм
Вес	8.95 кг

Дополнительные характеристики

«Максим I-01» тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический, манекен. Тренажер поможет приобрести необходимые навыки непрямого массажа сердца и ИВЛ (искусственной вентиляции легких) способами «изо рта в рот» и «изо рта в нос».