

Тренажер Т11 Максим II-01 сердечно-легочной и мозговой реанимации

манекен, для сердечно-лёгочной реанимации / для мозговой реанимации, размер 1700×550×250 мм, вес 9.5 кг

МЕДИУС ОАО, Россия



Характеристики

Тип	манекен
Назначение	для сердечно-лёгочной реанимации / для мозговой реанимации
Датчик глубины смещения грудной клетки	Да
Датчик контроля пульса	Да
Датчик объема и скорости вдвухаемого воздуха при ИВЛ	Да
Индикация правильности выполнения	Да
Пульт управления	Да
Размер	1700×550×250 мм
Вес	9.5 кг

Дополнительные характеристики

Т11 «Максим II-01» тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с индикацией правильности выполнения действий, манекен. Представляет собой полную модель человека и предназначен для отработки навыков оказания первой помощи. Этот тренажер позволяет контролировать пульс на сонной артерии и положение головы пострадавшего, оснащен встроенными датчиками для определения объема воздушного потока, глубины смещения грудной клетки и контроля пульса. Электропитание тренажера осуществляется от сети 220 В 50 Гц. через блок питания.