

Лапароскопический симулятор 3-Dmed T12

обучающая модель, для лапароскопии

3-Dmed, США



Характеристики

Тип	обучающая модель
Назначение	для лапароскопии
Режим работы	учебный
Состав	- монитор с диагональю 19" - камера Симскоп с оптикой 0° - подставка - торс-тренажер с жестким корпусом имитирует инсуффлированную брюшную полость - 9 портов, снабженных переходными втулками для введения инструментов - органокомплекс - комплект реалистичных материалов для отработки навыка наложения шва - панель для отработки навыка наложения шва на мягких тканях 150×150 мм - панель для отработки навыка наложения прямых швов на мягких тканях 150×150 мм - комплект реалистичных материалов, имитирующих кожу: - кожа силиконовая 127 мм х 152 мм. (3 шт.) - кожа двухслойная 400 мм х 500 мм х 4 мм (3 шт.) - кожа трехслойная XL 304,8 мм х 304,8 мм (1 шт.) - кожа трехслойная L 127 мм х 160 мм (2 шт.) - кожа пятислойная 127 мм х 160 мм (3 шт.) - комплект реалистичных материалов, имитирующих кишки: - двухслойная влажная кишка – 3 шт. (длина: 152 мм, диаметр: внутренний 23 мм, наружный 30 мм, толщина стенки: 3.5 мм) - двухслойная влажная кишка 3 шт. (длина: 304 мм, диаметр: внутренний 23 мм, наружный 30 мм, толщина стенки: 3.5 мм) - однослойная влажная кишка 2 шт. (длина: 152 мм, диаметр: внутренний 23 мм, наружный 30 мм, толщина стенки: 3.5 мм) - однослойная влажная кишка 2 шт. (длина: 304 мм, диаметр: внутренний 28 мм, наружный 35 мм, толщина стенки: 3.5 мм)

Дополнительные характеристики

Навыки - базовые и расширенные навыки проведения лапароскопических операций - навигация лапароскопической камеры - психомоторные навыки - зрительно-моторная координация - пространственное зрение - совершенствование восприятия глубины - совершенствования синхронности при проведении операций - выполнение заданий с ограниченным временем Более подробно в разделе Документация.