

Тренажер Т12 Максим III-01 сердечно-легочной и мозговой реанимации

манекен, для сердечно-лёгочной реанимации / для мозговой реанимации, размер 1700×550×250 мм, вес 11.6 кг

МЕДИУС ОАО, Россия



Характеристики

Тип	манекен
Назначение	для сердечно-лёгочной реанимации / для мозговой реанимации
Режим работы	тестовый - реанимации одним спасателем (2:15) / тестовый - реанимации двумя спасателями (1:5) / тестовый - реанимации (2:30) / тестовый - реанимации (30:2)
Датчик контроля пульса	Да
Датчик объема и скорости вдуваемого воздуха при ИВЛ	Да
Демонстрационное табло	Да
Индикация правильности выполнения	Да
Обучающая компьютерная программа	Да
Пульт управления	Да
Размер	1700×550×250 мм
Вес	11.6 кг

Дополнительные характеристики

Тренажер сердечно - легочной и мозговой реанимации, пружинно - механический, с индикацией правильности выполнения действий, настенным табло и тестовыми режимами - манекен.