

Тренажер Медиус Т14 для ЛОР

голова, для ЛОР-манипуляций / многофункциональное назначение, размер 240×180×330 мм, вес 1.2 кг

МЕДИУС ОАО, Россия



Характеристики

Тип	голова
Назначение	для ЛОР-манипуляций / многофункциональное назначение
Режим работы	учебный
Состав	- тренажер - 1 шт.; - диск (двухсторонний) с рисунком ушных заболеваний – 2 шт.; - руководство по использованию, паспорт – 1 шт.; - коробка упаковочная - 1 шт.
Размер	240×180×330 мм
Вес	1.2 кг

Дополнительные характеристики

Тренажер предназначен для применения в качестве учебного пособия для отработки учащимися высших и средних специальных медицинских образовательных учреждений первичных практических навыков:

1. Эндоскопии носа: передней и задней риноскопии.
2. Отработки техники остановки носовых кровотечений:
 - А. передней тампонады носа;
 - Б. задней тампонады носа.
3. Эндоскопии гортани: не прямой ларингоскопии.
4. Отработки техники внутригортанных введений лекарственных препаратов.
5. Отработки техники удаления инородных тел.
6. Отработки техники отоскопии – осмотр барабанных перепонки.
7. Осмотра заболеваний среднего уха различной степени сложности.

Тренажер выполнен из пластмассы.