

Тренажер Медиус Т18 остомии

обучающая модель, для остомии, размер
340×340×130 мм, вес 0.35 кг

МЕДИУС ОАО, Россия



Характеристики

Тип	обучающая модель
Назначение	для остомии
Режим работы	учебный
Состав	- тренажер - 1шт.; - руководство по использованию, паспорт – 1шт.; - коробка упаковочная - 1шт.
Размер	340×340×130 мм
Вес	0.35 кг

Дополнительные характеристики

Тренажер предназначен для применения в качестве учебного пособия для отработки учащимися высших и средних специальных медицинских образовательных учреждений первичных практических навыков при изучении сестринского дела. Тренажер представляет собой усеченный торс человека с расположенными на нем стомами: - два отверстия поперечной колостомы - одно отверстие надлобковой цистостомы. Тренажер позволяет студентам обучаться уходу за свищами: промыванию, откачиванию жидкости, установке зондов и применению остомических мешочков. Тренажер выполнен из пластмассы.