

Тренажер-накладка Медиус Т19 для внутривенных инъекций

накладка, для инъекций, размер 80×240×20 мм

МЕДИУС ОАО, Россия



Характеристики

Тип	накладка
Назначение	для инъекций
Режим работы	учебный
Состав	- тренажер-накладка в собранном виде – 1 шт.; - одноразовый шприц (10 мл) - 1шт.; - руководство по использованию, паспорт – 1 шт.; - упаковочная коробка - 1 шт.
Размер	80×240×20 мм

Дополнительные характеристики

Данный тренажёр предназначен для обучения технике внутривенных инъекций и взятия крови. Тренажёр может быть использован для обучения студентов высших и средних специальных медицинских образовательных заведений. Тренажёр представляет собой легкую и компактную тренировочную накладку, которая с помощью крепёжной тесьмы может крепиться на предплечье человека, а также может быть использована в комплекте с тренажёром медицинской сестры и тренажёрами серии «Максим». Тренажер имеет габаритные размеры 8×24×2 см.