

Тренажер T2K Максим III сердечно-легочной и мозговой реанимации

торс, для сердечно-лёгочной реанимации / для мозговой реанимации, размер 720×550×250 мм, вес 8.4 кг

МЕДИУС ОАО, Россия



Характеристики

Тип	торс
Назначение	для сердечно-лёгочной реанимации / для мозговой реанимации
Режим работы	учебный / тестовый - реанимации одним спасателем (2:15) / тестовый - реанимации двумя спасателями (1:5) / тестовый - реанимации (2:30) / тестовый - реанимации (30:2)
Датчик контроля пульса	Да
Датчик объема и скорости вдуваемого воздуха при ИВЛ	Да
Демонстрационное табло	Да
Индикация правильности выполнения	Да
Обучающая компьютерная программа	Да
Пульт управления	Да
Размер	720×550×250 мм
Вес	8.4 кг

Дополнительные характеристики

T2K «Максим III» тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации, пружинно-механический с индикацией правильности выполнения действий, с учебным и 4-мя тестовыми режимами, обучающей компьютерной интерактивной программой и отображением всех действий на экране компьютера и пульте контроля-управления - торс.