

Тренажер Медиус Т6 для катетеризации мочевого пузыря (мужской)

обучающая модель, для катетеризации мочевого пузыря, размер 350×240×170 мм, вес 1.5 кг

МЕДИУС ОАО, Россия



Характеристики

Тип	обучающая модель
Назначение	для катетеризации мочевого пузыря
Режим работы	учебный
Состав	- тренажер-1шт.; - воронка -1шт.; - переходник -1 шт.; - блок питания -1 шт.; - катетер уретральный цилиндрический №20-2 шт.; - вазелин медицинский -1шт; - руководство по использованию, паспорт – 1 шт.; - коробка упаковочная-1шт.
Размер	350×240×170 мм
Вес	1.5 кг

Дополнительные характеристики

Тренажер предназначен как учебное пособие для отработки практических навыков учащимися медицинских учреждений при изучении сестринского дела.
Контроль за манипуляциями осуществляется визуально.