

Тележка-каталка ТНС-01ММ: модель 0102

ФСР 2009/05675

каталка, грузоподъёмность 150 кг, загрузочная высота 600-700 мм, штатив для внутривенных вливаний

НПП Микромонтаж ООО, Россия



Характеристики

Тип	каталка
Допустимая нагрузка	150 кг
Загрузочная высота	600-700 мм
Высота	370-960 мм
Ширина	550 мм
Длина	1950 мм
Вес	51 кг

Тележка-каталка

Материал конструкции	алюминиевый сплав / сталь
Расфиксация шасси	Да
Колеса	Да

Носилки

Фиксационное положение	лежа / сидя / полулежа / полусидя
Леера	Да
Телескопические ручки	Да
Фиксирующие ремни	Да
Штатив для внутривенных вливаний	Да
Необходимость наличия приемного устройства	Да

Дополнительные характеристики

Матрац имеет шесть ручек для переноски и перемещения пациента с носилок на кровать.