

Каталка медицинская Медин ТАП-01

ФСЗ 2012/12174

каталка, гидропривод, диаметр колёс 150 мм,
допустимая нагрузка 160 кг

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	каталка
Ложе	стальной лист
Механизм регулирования высоты	гидропривод
Диаметр колёс	150 мм
Боковые барьеры	нет
Наличие матраса	нет
Носилки	нет
Допустимая нагрузка	160 кг
Вес	90 кг

Габариты

Длина	2050 мм
Ширина	550 мм
Высота	570-870 мм

Дополнительные характеристики

ТАП-01 тележка медицинская для перевозки больных

Тележка медицинская ТАП-01 (анатомическая) предназначена для перевозки внутри анатомических отделений и в моргах.

Регулировка по высоте осуществляется при помощи гидравлического домкрата ножной педалью.

Конструктивные особенности:

- основание тележки закрыто защитным кожухом, выполненным из нержавеющей стали;
- рама панели выполнена из углеродистой стали, окрашенной экологически чистыми полимерными красками;
- верхняя плоскость панели изготовлена из цельного листа нержавеющей стали с отбортованной вниз кромкой;

- для удобства перемещения тележки есть специальные ручки;
- тележка оснащена четырьмя обрезиненными колесами Ø 150 мм, два из которых имеют тормоза;
- наружные поверхности тележки устойчивы к любым не хлорсодержащим дезинфектантам на альдегидной основе, удобны для проведения санитарной обработки.

Гарантия – 24 месяца