

Каталка медицинская Медин ТБ-01

ФСЗ 2012/12174

каталка, без регулировки, диаметр колёс 150 мм,
допустимая нагрузка 120 кг

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	каталка
Ложе	металлический лист
Механизм регулирования высоты	без регулировки
Диаметр колёс	150 мм
Боковые барьеры	нет
Наличие матраса	нет
Носилки	съемные
Допустимая нагрузка	120 кг
Вес	40 кг

Габариты

Длина	1993 мм
Ширина	670 мм
Высота	825 мм

Дополнительные характеристики

ТБ-01 тележка медицинская для перевозки больных

Легкая, мобильная Тележка ТБ-01 предназначенная для перевозки больных внутри лечебных учреждений в операционные, рентгеновские и процедурные кабинеты, а также доставки их к автомобилям медицинской помощи.

Данная модель тележки может использоваться как тележка, и как носилки. Для безопасности пациента тележка ТБ-01 снабжена предохранительными бамперами, для удобства в работе персонала - откидными ручками.

Конструктивные особенности:

- все открытые металлические поверхности изготовлены из нержавеющей стали;

- тележка оснащена четырьмя обрезиненными колесами Ø 150 мм, два из которых имеют тормоза и фиксаторы направления движения;
- наружные поверхности тележки устойчивы к любым не хлорсодержащим дезинфектантам на альдегидной основе, удобны для проведения санитарной обработки.

Гарантия – 24 месяца