

Каталка медицинская Медин ТБП-01

ФСЗ 2012/12174

каталка, гидропривод, диаметр колёс 200 мм,
допустимая нагрузка 150 кг

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	каталка
Ложе	стальной лист
Механизм регулирования высоты	гидропривод
Диаметр колёс	200 мм
Боковые барьеры	есть
Наличие матраса	есть
Носилки	нет
Высота по ограждениям	810-1135 мм
Размеры матраса	1870×600×80 мм
Допустимая нагрузка	150 кг
Вес	80 кг

Габариты

Длина	2075 мм
Ширина	700 мм

Дополнительные характеристики

Тележка медицинская для перевозки больных ТБП-01 – удобная, надежная и маневренная тележка, которая идеально подходит для транспортировки пациентов внутри лечебных учреждений: в приемных отделениях, в операционные, реанимационные и другие отделения лечебного учреждения.

Регулировка тележки по высоте осуществляется при помощи гидравлического домкрата ножной педалью.

Мягкий матрас, складывающиеся боковые ограждения, бесступенчатое регулирование положениями спинной секции при помощи пневмопружины делают тележку ТБП-01 удобной, комфортной и безопасной для пациента.

В комплект поставки входит штатив для вливаний.

Дополнительно возможна поставка подушки-подголовника из винилискожи и грудного и ножного креплений пациента.

Гарантия - 24 месяца.