

Тележка медицинская Медин ТМ-1 процедурная

РЗН 2016/3937

держатель бутылки и стаканов для воды, держатель диспансеров, держатель для мешка, держатель для перчаток и салфеток, замок, кассета с таблетницами, сбор острого инструментария, раздатчик на консоли



Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь

Характеристики

Держатель бутылки и стаканов для воды	Да
Держатель диспансеров	Да
Держатель для мешка	Да
Держатель для перчаток и салфеток	Да
Замок	Да
Кассета с таблетницами	Да
Контейнер для сбора использованного острого инструментария	Да
Раздатчик на консоли	Да

Габариты

Длина	790 мм
Ширина	665 мм
Высота	1540 мм

Дополнительные характеристики

Каталожный №: 509.400.