

Тележка медицинская Медин ТМ-10 для скорой помощи

РЗН 2016/3937

держатель кислородного баллона, карман для шнура
сетевого, контейнер для отходов, стойка
инфузионная, фильтр сетевой

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Держатель кислородного баллона	Да
Карман для шнура сетевого	Да
Контейнер для отходов	Да
Стойка инфузионная	Да
Фильтр сетевой	Да

Габариты

Длина	780 мм
Ширина	655 мм
Высота	890 мм