

Тележка медицинская Медин ТМ-11 эндоскопическая

РЗН 2016/3937

держатель эндоскопов, емкость для катетеров, замок

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Держатель эндоскопов  | Да |
| Емкость для катетеров | Да |
| Замок                 | Да |

Габариты

|        |        |
|--------|--------|
| Длина  | 780 мм |
| Ширина | 665 мм |
| Высота | 890 мм |

Дополнительные характеристики

Каталожный №: 509.410.