

Тележка медицинская Медин ТМ-2 для интенсивной терапии

РЗН 2016/3937

держатель бутылки и стаканов для воды, держатель диспансеров, держатель для мешка, держатель для перчаток и салфеток, замок, карман для шнура сетевого, кассета с таблетницами, консоль реанимационная, сбор острого инструментария, раздатчик на консоли, фильтр сетевой



Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь

Характеристики

Держатель бутылки и стаканов для воды	Да
Держатель диспансеров	Да
Держатель для мешка	Да
Держатель для перчаток и салфеток	Да
Замок	Да
Карман для шнура сетевого	Да
Кассета с таблетницами	Да
Консоль реанимационная	Да
Контейнер для сбора использованного острого инструментария	Да
Раздатчик на консоли	Да
Фильтр сетевой	Да

Габариты

Длина	790 мм
Ширина	665 мм
Высота	1540 мм

Дополнительные характеристики

Каталожный №: 509.401.