

Тележка медицинская Медин ТМ-4 для гипсования

РЗН 2016/3937

держатель для мешка, держатель для полотенца,  
контейнер для отходов, сбор острого инструментария,  
матрас малый

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Держатель для мешка                                        | Да |
| Держатель для полотенца                                    | Да |
| Контейнер для отходов                                      | Да |
| Контейнер для сбора использованного острого инструментария | Да |
| Матрас малый                                               | Да |

Габариты

|        |        |
|--------|--------|
| Длина  | 780 мм |
| Ширина | 655 мм |
| Высота | 950 мм |