

Тележка медицинская Медин ТМ-8 гинекологическая
инструментальная

РЗН 2016/3937

боксы для отходов, емкость для катетеров, емкость поворотная, замок, контейнер для отходов, сбор острого инструментария, лист-вкладка нержавеющая, облучатель, подогрев инструмента, стаканчики, столик

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Боксы для отходов	Да
Емкость для катетеров	Да
Емкость поворотная	Да
Замок	Да
Контейнер для отходов	Да
Контейнер для сбора использованного острого инструментария	Да
Лист-вкладка нержавеющая	Да
Облучатель медицинский бактерицидный	Да
Полка с подогревом инструмента	Да
Стаканчики	Да
Столик	Да

Габариты

Длина	705 мм
Ширина	665 мм
Высота	1310 мм