

Каталка медицинская Медин Элпис

ФСЗ 2010/07253

каталка, электропривод, диаметр колёс 200 мм,
допустимая нагрузка 160 кг

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	каталка
Ложе	стальной лист
Механизм регулирования высоты	электропривод
Диаметр колёс	200 мм
Боковые барьеры	есть
Наличие матраса	есть
Носилки	нет
Угол наклона спинной секции	0-70 °
Тренделенбург/антиТренделенбург	16-16 °
Размеры матраса	1950×640×480 мм
Допустимая нагрузка	160 кг
Вес	125 кг

Габариты

Длина	2110 мм
Ширина	760 мм

Дополнительные характеристики

Тележка медицинская реанимационная МЕДИН-ЭЛПИС – удобная, маневренная тележка современной конструкции и дизайна, которая идеально подходит для отделений интенсивной терапии различных медицинских учреждений.

Плавная регулировка положениями тележки, наличие мягкого матраса, надежные боковые ограждения создают максимально комфортные условия для пациента.

Наличие ручек для удобства перемещения в торцевых частях тележки, складывающиеся боковые ограждения, большие колеса (Ø200мм) с функцией фиксации выбранного направления, планки для крепления съемных приспособлений, а также возможность управления приводами трансформирования панели с двух сторон тележки обеспечивают удобство для работы персонала.

Расширение функциональных возможностей тележки реанимационной Медин–Элпис достигается за счет использования дополнительных приспособлений (по дополнительному заказу).

Тележка медицинская реанимационная Медин–Элпис производится в двух исполнениях:

МЕДИН-ЭЛПИС - 2-секционная панель с регулировкой спинной секции (каталожный №404.100)

МЕДИН-ЭЛПИС 01 - 4-секционная панель с возможностью излома в коленной зоне (каталожный №404.200).

Гарантия – 24 месяца.