

Каталка медицинская Медин Элпис-02

ФСЗ 2010/07253

каталка, гидропривод, допустимая нагрузка 160 кг

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	каталка
Ложе	стальной лист
Механизм регулирования высоты	гидропривод
Боковые барьеры	есть
Допустимая нагрузка	160 кг
Вес	125 кг

Описание

МЕДИН-ЭЛПИС-02 - тележка рентгенопрозрачная, панель имеет нишу для введения рентгеновских кассет; наружные поверхности тележки устойчивы к любым не хлорсодержащим дезинфектантам на альдегидной основе, удобны для проведения санитарной обработки.

В комплект поставки входят: многоцелевой (приборный) столик; нержавеющей планки сечением 10x25 мм для размещения приспособлений и оборудования (в головной и ножной частях панели) - 2 шт.; держатель 5-литрового кислородного баллона. Регулировки: привод подъема-опускания и продольного наклона панели - механогидравлический, регулировка спинной и ножной секций - при помощи пневмопружины. Дополнительно (по индивидуальному заказу) поставляется Система обогрева пациента на гелевой пластине (эластичном матрасе) «Рамонак-03». Каталожный №: 404.100.