

Тележка медицинская уборочная Артинокс АТ-В06v

ФСЗ 2010/06374

для сбора и транспортировки отходов, на колесах, с поддоном, с крышкой для мешка

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	для сбора и транспортировки отходов
Материал	тонколистовая нержавеющая сталь
Колеса	Да
Поддон	Да
Крышка для мешка	Да

Габариты

Длина	420 мм
Ширина	440 мм
Высота	960 мм

Дополнительные характеристики

Тележка АТ-В06v Артинокс из нержавеющей стали для одного мешка с крышкой и педалью.
Материал: каркас и крышка - нержавеющая сталь.
Крышка открывается при помощи ножной педали. Мешок зажимается рамкой.
Четыре колеса диаметром не менее 100 мм. Объем не менее, литров 100. Габаритные размеры: (Ш×Г×В, мм) - 440×420×950