

Тележка медицинская уборочная Артинокс АТ-В33V

ФСЗ 2010/06374

для транспортировки белья, на колесах, с поддоном, с
крышкой для мешка

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Назначение	для транспортировки белья
Материал	тонколистовая нержавеющая сталь
Колеса	Да
Поддон	Да
Крышка для мешка	Да

Габариты

Длина	500 мм
Ширина	800 мм
Высота	950 мм

Дополнительные характеристики

Столик (тележка) АТ-В33V Артинокс. Столик для транспортировки белья с мешком.
Материал изготовления: нержавеющая сталь.
Характеристики: три полки, 4 колеса Ø 75 мм из серой резины, два из которых с тормозом, пластиковые бамперы, съемный мешок 120 литров из кожзаменителя специальной медицинской серии.
Габаритные размеры: (Ш×Г×В, мм): 800×500×950