

Тепловлагообменник для трахеостомии hydro-trach T Mk.II с кислородной трубкой стерильный 1874000S

ФСЗ 2009/03551

возвращенная влага 26 мг H2O/л, минимальный дыхательный объем 50 мл, с кислородной трубкой, стерильный, масса 8 гр

Intersurgical Ltd., Великобритания



Характеристики

Возвращенная влага	26 мг H2O/л
Сжимаемый объем	19 мл
Минимальный дыхательный объем	50 мл
Кислородная трубка	Да
Стерильный	Да
Масса	8 гр

Дополнительные характеристики

Hydro-Trach T Mk.II - ТВО, предназначенный для использования у больных с трахеостомой на спонтанном дыхании, позволяет снизить у них потери тепла и влаги. Соединитель 15F.