

Терапевтический аппарат Classsys Ulfit

РЗН 2018/7640

воздействие ультразвуковое, частота 2 МГц

Classsys Inc., Южная Корея



Характеристики

Воздействие	ультразвуковое
Частота	2 МГц
Применение	омоложение / подтяжка овала лица / уменьшение объема тела
Длительность процедуры	40-60 мин
Размер	550×450×270 мм

Описание

Терапевтический аппарат CLASSYS ULFIT - неинвазивное терапевтическое устройство для подтяжки и коррекции фигуры. Работа данного устройства построена на неинвазивном воздействии на кожу высокоинтенсивного фокусированного ультразвука для достижения терапевтического эффекта. Энергия точно направленного ультразвука проникает в кожу на глубину 6–20 мм и воздействует на клетки жировой ткани. В точке фокусировки происходит контролируемый нагрев до 55°C, а за счет постоянного вращения излучателя в наружном излучателе температура равномерно распределяется в тканях и составляет 43–45°C.

Основные преимущества фокусированного ультразвука:

- не требуется общая анестезия;
 - отсутствует риск образования шрамов;
 - практически не требуется реабилитация;
 - сведены к минимуму побочные эффекты;
- эффект виден сразу после процедуры.

Основное показание к проведению процедуры с использованием ультразвукового аппарата — борьба с жиром в определенных частях тела:

- на животе;
- в области рук и плеч;
- на ягодицах;
- на внутренней и внешней стороне бедер;
- в области рук и плеч;
- в зоне над коленями.

Компоненты системы:

- основной блок со встроенным сенсорным экраном диагональю 12,1 дюйма;
- аппликаторы для тела с кабелями и их держатели;
- сетевой кабель;

- заменяемые картриджи и принадлежности:

№	Вариант исполнения картриджа	Эксплуатационные характеристики
1	B2-6.0	Частота: 2 МГц, глубина: 6.0 мм, макс. мощность: 3.0 Дж
2	B2-9.0	Частота: 2 МГц, глубина: 9.0 мм, макс. мощность: 3.0 Дж
3	B2-13.0	Частота: 2 МГц, глубина: 13.0 мм, макс. мощность: 3.0 Дж

-обязательным аксессуаром является ультразвуковой гель.

Технические характеристики:

- требования электросети: 100-240 В, 50-60 Гц;
- пользовательский интерфейс: 12,1" жидкокристаллический сенсорный экран;
- вес системы 10 кг.