

Термобумага Sony UPC-21 L для цветной печати

ФСЗ 2011/10353

100×144 мм×мм, для термопринтеров, в упаковке 200 шт.

SONY, Япония



Характеристики

Для видеопринтера	Да
Размер пачки	100×144 мм×мм
Назначение	для термопринтеров
Используемое оборудование	Sony UP-20 / Sony UP-21MD / Sony UP-25MD / Sony UP-D21MD / Sony UP-D23MD / Sony UP-D25MD
Количество в упаковке	200 шт.

Дополнительные характеристики

Термобумага Sony UPC-21 L - предназначена для цветной печати формата **A6** (большая упаковка) цветных медицинских эндоскопических и ультразвуковых изображений.

Размеры: 144×100 мм.

Время печати: около 29 секунд (высокоскоростная печать).

В упаковке:

- 4 стопки бумаги по 50 листов (всего 200 листов);
- 4 красящие ленты (каждой из которых хватает для печати 50 листов).

Для принтеров:

- Sony UP-20
- Sony UP-21MD
- Sony UP-25MD
- Sony UP-D21MD
- Sony UP-D23MD
- Sony UP-D25MD

Как загрузить в принтер Термобумагу Sony UPC-21 L смотрите в ИНСТРУКЦИИ.

Срок хранения: бумаги - 2 года / отпечатков - не менее 30 лет.