

## Термобумага Sony UPC-21S для цветной печати

ФСЗ 2011/10353

90×100 мм×мм, для термопринтеров, в упаковке 240 шт.

SONY, Япония



### Характеристики

---

|                           |                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Для видеопринтера         | Да                                                                                      |
| Размер пачки              | 90×100 мм×мм                                                                            |
| Назначение                | для термопринтеров                                                                      |
| Используемое оборудование | Sony UP-20 / SonyUP-21MD / Sony UP-25MD / Sony UP-D21MD / Sony UP-D23MD / Sony UP-D25MD |
| Количество в упаковке     | 240 шт.                                                                                 |

### Дополнительные характеристики

---

**Термобумага Sony UPC-21S** - предназначена для цветной печати формата **A6** (малая упаковка) цветных медицинских эндоскопических и ультразвуковых изображений.

**Размеры:** 100×90 мм

**Время печати:** около 19 секунд (высокоскоростная печать)

**В упаковке:**

- 3 стопки бумаги по 80 листов (всего 240 листов)
- 3 цветных красящих ленты (каждой из которых хватает для печати 80 листов)

**Для принтеров:**

- Sony UP-20
- Sony UP-21MD
- Sony UP-25MD
- Sony UP-D21MD
- Sony UP-D23MD
- Sony UP-D25MD

Как загрузить в принтер Термобумагу Sony UPC-21S смотрите в ИНСТРУКЦИИ.

**Срок хранения:**

- бумаги: 2 года
- отпечатков: не менее 30 лет